



Duracuff Vario Kombi Lingo Phon Suction maat 8 - 13042-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-suction-maat-8-13042-08>

Specificaties

Productnummer	13042-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13042-08
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Duracuff
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,8 mm
Lengte Ruglijn	70 mm
Lengte Hartlijn	61 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja