



Duracuff Vario Kombi Lingo Phon Suction maat 11 - 13042-11

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-suction-maat-11-13042-11>

Specificaties

Productnummer	13042-11
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13042-11
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Duracuff
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	13,2 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	77 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja