

Durapur Uni XL maat 8 - 23211-08

<https://mdsmedical.nl/durapur-uni-xl-maat-8-23211-08>

Specificaties

Productnummer	23211-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	23211-08
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	10,4 mm
Lengte Ruglijn	105 mm
Lengte Hartlijn	95 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee