

## Durapur Uni XL maat 10 - 23211-10

<https://mdsmedical.nl/durapur-uni-xl-maat-10-23211-10>

### Specificaties

Productnummer	23211-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	23211-10
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,4 mm
Lengte Ruglijn	115 mm
Lengte Hartlijn	104 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee