

## Durapur Uni maat 12 - 23011-12

<https://mdsmedical.nl/durapur-uni-maat-12-23011-12>

### Specificaties

Productnummer	23011-12
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	23011-12
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 12
Buitendiameter distaal	14,3 mm
Lengte Ruglijn	90 mm
Lengte Hartlijn	78 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee