

## Durapur Kombi maat 9 - 23081-09

<https://mdsmedical.nl/durapur-kombi-maat-9-23081-09>

### Specificaties

Productnummer	23081-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	23081-09
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,3 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	68 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	22 mm
Met spreekklep	Nee