

## Durapur Kombi maat 12 - 23081-12

<https://mdsmedical.nl/durapur-kombi-maat-12-23081-12>

### Specificaties

Productnummer	23081-12
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	23081-12
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 12
Buitendiameter distaal	14,3 mm
Lengte Ruglijn	90 mm
Lengte Hartlijn	78 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	22 mm
Met spreekklep	Nee