

Durapur Lingo Phon XL maat 9 - 23232-09

<https://mdsmedical.nl/durapur-lingo-phon-xl-maat-9-23232-09>

Specificaties

Productnummer	23232-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	23232-09
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,3 mm
Lengte Ruglijn	110 mm
Lengte Hartlijn	100 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	speech
Met spreekklep	Ja