

## Durapur Lingo Phon maat 7 - 23032-07

<https://mdsmedical.nl/durapur-lingo-phon-maat-7-23032-07>

### Specificaties

Productnummer	23032-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	23032-07
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,7 mm
Lengte Ruglijn	65 mm
Lengte Hartlijn	60 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	speech
Met spreekklep	Ja