

Durapur Lingo Phon maat 11 - 23032-11

<https://mdsmedical.nl/durapur-lingo-phon-maat-11-23032-11>

Specificaties

Productnummer	23032-11
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	23032-11
Canule type	Durapur
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Durapur
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	13,3 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	speech
Met spreekklep	Ja