



## Proline Percutrach Suction met atraumatische inserter maat 7 - 1021370

<https://mdsmedical.nl/proline-percutrach-suction-met-atraumatische-inserter-maat-7-1021370>

### Specificaties

Productnummer	1021370
Categorie	Tracheacanules - PDT Sets
Artikelnummer	1021370
Canule Curve	84 - 93 graden
Canule type	Proline
Met Cuff	Ja
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Proline
Type	Percutrach
Subglottische afzuiging	Ja
Maat	maat 7
Lengte Hartlijn	75 mm
Lengte Ruglijn	81 mm