



## Proline Percutrach Suction met atraumatische inserter maat 8 - 1021380

<https://mdsmedical.nl/proline-percutrach-suction-met-atraumatische-inserter-maat-8-1021380>

### Specificaties

Productnummer	1021380
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1021380
Canule Curve	84 - 93 graden
Canule type	Proline
Met Cuff	Ja
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Proline
Type	Percutrach
Subglottische afzuiging	Ja
Maat	maat 8
Lengte Hartlijn	77 mm
Lengte Ruglijn	84 mm