



Proline Percutrach Suction Voice met atraumatische inserter maat 7 -

<https://mdsmedical.nl/proline-percutrach-suction-voice-met-atraumatische-inserter-maat-7-1021670>

Specificaties

Productnummer	1021670
Categorie	Tracheacanules - PDT Sets
Artikelnummer	1021670
Canule Curve	84 - 93 graden
Canule type	Proline
Met Cuff	Ja
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Proline
Type	Percutrach
Subglottische afzuiging	Ja
Maat	maat 7
Lengte Hartlijn	75 mm
Lengte Ruglijn	81 mm