



Proline Percutrach Suction Voice met atraumatische inserter maat 9 -

<https://mdsmedical.nl/proline-percutrach-suction-voice-met-atraumatische-inserter-maat-9-1021690>

Specificaties

Productnummer	1021690
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	1021690
Canule Curve	84 - 93 graden
Canule type	Proline
Met Cuff	Ja
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Proline
Type	Percutrach
Subglottische afzuiging	Ja
Maat	maat 9
Lengte Hartlijn	79 mm
Lengte Ruglijn	87 mm