



Duravent Uni XL maat 5 - 11211-05

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-xl-maat-5-11211-05>

Specificaties

Productnummer	11211-05
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11211-05
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 5
Buitendiameter distaal	6,6 mm
Lengte Ruglijn	95 mm
Lengte Hartlijn	89 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

De DURAVENT® UNI-tracheacanule bestaat uit een buitencanule, en een binnencanule met een 15 mm-standaardconnector. De connector wordt hier voor warmte- en vochtwisselaars (HME), zgn. "kunstneuzen", of spreekventielen met 15 mm-koppeling gebruikt.