



Duravent Uni XL maat 6 - 11211-06

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-xl-maat-6-11211-06>

Specificaties

Productnummer	11211-06
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11211-06
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	7,8 mm
Lengte Ruglijn	95 mm
Lengte Hartlijn	90 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee