



Duravent Uni XL maat 7 - 11211-07

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-xl-maat-7-11211-07>

Specificaties

Productnummer	11211-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11211-07
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,8 mm
Lengte Ruglijn	100 mm
Lengte Hartlijn	92 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee