



## Duravent Uni XL maat 9 - 11211-09

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-xl-maat-9-11211-09>

### Specificaties

Productnummer	11211-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11211-09
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,2 mm
Lengte Ruglijn	105 mm
Lengte Hartlijn	98 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee