



Duravent Uni XL maat 10 - 11211-10

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-xl-maat-10-11211-10>

Specificaties

Productnummer	11211-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11211-10
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,2 mm
Lengte Ruglijn	110 mm
Lengte Hartlijn	102 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee