



Duravent Uni maat 4 - 11011-04

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-maat-4-11011-04>

Specificaties

Productnummer	11011-04
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11011-04
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 4
Buitendiameter distaal	5,8 mm
Lengte Ruglijn	55 mm
Lengte Hartlijn	51 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee