



Duravent Uni maat 7 - 11011-07

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-maat-7-11011-07>

Specificaties

Productnummer	11011-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11011-07
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,8 mm
Lengte Ruglijn	65 mm
Lengte Hartlijn	59 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee