



Duravent Uni maat 9 - 11011-09

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-maat-9-11011-09>

Specificaties

Productnummer	11011-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	11011-09
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,2 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	67 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee