



Duravent Uni maat 10 - 11011-10

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-maat-10-11011-10>

Specificaties

Productnummer	11011-10
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	11011-10
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,2 mm
Lengte Ruglijn	85 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee