



Duravent Uni Lingo Phon XL maat 8 - 21242-08

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-lingo-phon-xl-maat-8-21242-08>

Specificaties

| | |
|-------------------------|---------------|
| Productnummer | 21242-08 |
| Categorie | Tracheotomie |
| Artikelnummer | 21242-08 |
| Canule type | Duravent |
| Kleur | transparant |
| Verpakkingseenheid | per stuk |
| Merk | FAHL |
| Met Cuff | Nee |
| Subglottische afzuiging | Nee |
| Model | Duravent |
| Maat | maat 8 |
| Buitendiameter distaal | 9,8 mm |
| Lengte Ruglijn | 105 mm |
| Lengte Hartlijn | 98 mm |
| Canule Curve | 90 graden |
| Binnecanule type | 15mm & speech |
| Met spreekklep | Ja |