



Duravent Uni Lingo Phon XL maat 10 - 21242-10

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-lingo-phon-xl-maat-10-21242-10>

Specificaties

Productnummer	21242-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	21242-10
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,2 mm
Lengte Ruglijn	110 mm
Lengte Hartlijn	102 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15mm & speech
Met spreekklep	Ja