



Duravent Uni Lingo Phon maat 7 - 21042-07

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-lingo-phon-maat-7-21042-07>

Specificaties

Productnummer	21042-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	21042-07
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,8 mm
Lengte Ruglijn	65 mm
Lengte Hartlijn	59 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15mm & speech
Met spreekklep	Ja