



Duravent Uni Kombi Lingo Phon maat 6 - 21072-06

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-kombi-lingo-phon-maat-6-21072-06>

Specificaties

Productnummer	21072-06
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	21072-06
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	7,8 mm
Lengte Ruglijn	60 mm
Lengte Hartlijn	55 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm & 22 mm
Met spreekklep	Ja