



Duravent Uni Kombi Lingo Phon maat 9 - 21072-09

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-kombi-lingo-phon-maat-9-21072-09>

Specificaties

Productnummer	21072-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	21072-09
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,2 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	67 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm & 22 mm
Met spreekklep	Ja