



Duravent Uni Kombi Lingo Phon maat 11 - 21072-11

<https://mdsmedical.nl/duravent-uni-kombi-lingo-phon-maat-11-21072-11>

Specificaties

Productnummer	21072-11
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	21072-11
Canule type	Duravent
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duravent
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	13,2 mm
Lengte Ruglijn	87 mm
Lengte Hartlijn	78 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm & 22 mm
Met spreekklep	Ja