



MDS Shirley adapter voor HME 15/15mm

<https://mdsmedical.nl/mds-shirley-adapter-voor-hme-1515mm>

Specificaties

Productnummer 19988

Categorie Tracheotomie

Kleur wit

Maat 15 mm

Merk Labarre

Model 15 - 15 mm

Verpakkingseenheid 2 stuks

MDS Shirley adapter voor voor HME 15/15mm maakt het gebruik van HME of douchebeschermer met standaard 15 mm aansluiting mogelijk op bepaalde types Shiley canules.