



Optiflausch K PED - 32555

<https://mdsmedical.nl/optiflausch-k-ped-32555>

Specificaties

Productnummer	32555
Categorie	Canulebanden
Style	Optiflausch
Model	Optiflausch
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
1 delig of 2 delig	2-delig
Canule band type	klittenband
Kleur	huidskleur
Maat	small

De OPTIFLAUSCH® K PED maakt een veilige fixatie van tracheacanules mogelijk. Hij onderscheidt zich door zijn uiterst aangename draageigenschappen. De OPTIFLAUSCH® K PED bestaat bijvoorbeeld uit een lichtgewicht schuimkern, die is omgeven door een huidvriendelijke vliesstof. De gebruikte materialen zijn comfortabel zacht. Het stretchmateriaal zorgt voor een goede pasvorm. De rand rondom is bijzonder zacht en verhoogt het draagcomfort.