



Optiflausch K Junior PED Print - 32556

<https://mdsmedical.nl/optiflausch-k-junior-ped-print-32556>

Specificaties

Productnummer	32556
Categorie	Canulebanden
Style	Optiflausch
Model	Optiflausch
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
1 delig of 2 delig	2-delig
Canule band type	klittenband
Kleur	gemengd
Maat	small

Tweedelige canuleband met klittenbandsluiting en vrolijk diermotief voor kinderen. Lichte schuimstofkern, omgeven door een zachte vliesstof.

De canuleband is ca. 4 mm dik, 2,5 cm breed en in lengte verstelbaar 16 - 25 cm.

Ook verkrijgbaar als OPTIFLAUSCH® Slim K Junior PED (1,7 cm breed)