



## Duratwix Junior PDC maat 4,5 - 17438-045

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-pdc-maat-45-17438-045>

### Specificaties

Productnummer	17438-045
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	6,5 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	ja
Model	PDC
Maat	Maat 4,5
Lengte Ruglijn	53 mm
Lengte Hartlijn	47 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17438-045
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR PDC-canules zijn speciale tracheacanules voor zuigelingen. Deze canules beschikken over een cuff, die via een laterale toevoerslang wordt geblokkeerd.