



## Duratwix Junior PED maat 4,5 - 17436-045

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-ped-maat-45-17436-045>

### Specificaties

Productnummer	17436-045
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	6,5 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	nee
Model	PED
Maat	Maat 4,5
Lengte Ruglijn	53 mm
Lengte Hartlijn	47 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17436-045
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR PED-tracheacanules voor pediatrisch gebruik beschikken over een 15 mm-connector en zijn bijzonder geschikt voor kinderen.