



Duratwix Junior PED maat 3 - 17436-03

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-ped-maat-3-17436-03>

Specificaties

Productnummer	17436-03
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	4,5 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	nee
Model	PED
Maat	Maat 3
Lengte Ruglijn	39 mm
Lengte Hartlijn	35 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17436-03
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR PED-tracheacanules voor pediatrisch gebruik beschikken over een 15 mm-connector en zijn bijzonder geschikt voor kinderen.