



## Duratwix Junior PDC maat 6 - 17438-06

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-pdc-maat-6-17438-06>

### Specificaties

Productnummer	17438-06
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	8,3 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	ja
Model	PDC
Maat	Maat 6
Lengte Ruglijn	68 mm
Lengte Hartlijn	60 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17438-06
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR PDC-canules zijn speciale tracheacanules voor zuigelingen. Deze canules beschikken over een cuff, die via een laterale toevoerslang wordt geblokkeerd.