



Duratwix Junior PDC maat 5 - 17438-05

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-pdc-maat-5-17438-05>

Specificaties

Productnummer	17438-05
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	7,1 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	ja
Model	PDC
Maat	Maat 5
Lengte Ruglijn	56 mm
Lengte Hartlijn	49 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17438-05
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR PDC-canules zijn speciale tracheacanules voor zuigelingen. Deze canules beschikken over een cuff, die via een laterale toevoerslang wordt geblokkeerd.