



Duratwix Junior PDC maat 4 - 17438-04

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-pdc-maat-4-17438-04>

Specificaties

Productnummer	17438-04
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	5,8 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	ja
Model	PDC
Maat	Maat 4
Lengte Ruglijn	49 mm
Lengte Hartlijn	43 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17438-04
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR PDC-canules zijn speciale tracheacanules voor zuigelingen. Deze canules beschikken over een cuff, die via een laterale toevoerslang wordt geblokkeerd.