



## Duratwix Junior PDC maat 3 - 17438-03

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-pdc-maat-3-17438-03>

### Specificaties

Productnummer	17438-03
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	4,5 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	ja
Model	PDC
Maat	Maat 3
Lengte Ruglijn	39 mm
Lengte Hartlijn	35 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17438-03
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR PDC-canules zijn speciale tracheacanules voor zuigelingen. Deze canules beschikken over een cuff, die via een laterale toevoerslang wordt geblokkeerd.