



## Duratwix Junior NEO maat 4 - 17432-04

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-neo-maat-4-17432-04>

### Specificaties

Productnummer	17432-04
Categorie	Kindercanules
Buitendiameter distaal	5,8 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	nee
Model	NEO
Maat	Maat 4
Lengte Ruglijn	41 mm
Lengte Hartlijn	35 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17432-04
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR NEO-tracheacanules voor neonataal gebruik beschikken over een 15 mm-connector en een langwerpige canuleschild met laterale ogen voor bevestiging van een canuledraagband.