



## Duratwix Junior NEO maat 3 - 17432-03

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-neo-maat-3-17432-03>

### Specificaties

Productnummer	17432-03
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	4,5 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	nee
Model	NEO
Maat	Maat 3
Lengte Ruglijn	35 mm
Lengte Hartlijn	31 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17432-03
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR NEO-tracheacanules voor neonataal gebruik beschikken over een 15 mm-connector en een langwerpige canuleschild met laterale ogen voor bevestiging van een canuledraagband.