



Duratwix Junior NCF maat 4 - 17434-04

<https://mdsmedical.nl/duratwix-junior-ncf-maat-4-17434-04>

Specificaties

Productnummer	17434-04
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	5,8 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	ja
Model	NCF
Maat	Maat 4
Lengte Ruglijn	41 mm
Lengte Hartlijn	35 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	17434-04
Verpakkingseenheid	per stuk

DURATWIX® JUNIOR NCF-canules zijn speciale tracheacanules voor pasgeborenen en zuigelingen. Deze canules beschikken over een cuff, die via een laterale toevoerslang wordt geblokkeerd.