



Tracheotec Vario maat 3 - 18560-03

<https://mdsmedical.nl/tracheotec-vario-maat-3-18560-03>

Specificaties

Productnummer	18560-03
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	4,7 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	nee
Model	Tracheotec Vario
Maat	Maat 3
Lengte Ruglijn	47,2 mm
Lengte Hartlijn	43,7 mm
Canule Curve	95 graden
Artikelnummer	18560-03
Verpakkingseenheid	per stuk

De TRACHEOTEC® VARIO is een tracheacanule zonder cuff, en is speciaal geschikt voor kinderen en beschikt over een draaibare 15 mm-connector. De TRACHEOTEC®-tracheacanule bestaat uitsluitend uit een buitencanule.