



## Tracheotec Vario maat 4 - 18560-04

<https://mdsmedical.nl/tracheotec-vario-maat-4-18560-04>

### Specificaties

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Productnummer          | 18560-04         |
| Categorie              | Tracheotomie     |
| Buitendiameter distaal | 6,0 mm           |
| Merk                   | FAHL             |
| Met Cuff               | nee              |
| Model                  | Tracheotec Vario |
| Maat                   | Maat 4           |
| Lengte Ruglijn         | 57,1 mm          |
| Lengte Hartlijn        | 52,7 mm          |
| Canule Curve           | 95 graden        |
| Artikelnummer          | 18560-04         |
| Verpakkingseenheid     | per stuk         |

De TRACHEOTEC® VARIO is een tracheacanule zonder cuff, en is speciaal geschikt voor kinderen en beschikt over een draaibare 15 mm-connector. De TRACHEOTEC®-tracheacanule bestaat uitsluitend uit een buitencanule.