



Tracheotec Vario maat 5 - 18560-05

<https://mdsmedical.nl/tracheotec-vario-maat-5-18560-05>

Specificaties

Productnummer	18560-05
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	7,3 mm
Merk	FAHL
Met Cuff	nee
Model	Tracheotec Vario
Maat	Maat 5
Lengte Ruglijn	61,1 mm
Lengte Hartlijn	55,7 mm
Canule Curve	95 graden
Artikelnummer	18560-05
Verpakkingseenheid	per stuk

De TRACHEOTEC® VARIO 18560-05 is een tracheacanule zonder cuff, en is speciaal geschikt voor kinderen en beschikt over een draaibare 15 mm-connector. De TRACHEOTEC®-tracheacanule bestaat uitsluitend uit een buitencanule.