



Primed NEO Cuffless maat 3,5 - 200042

<https://mdsmedical.nl/primed-neo-cuffless-maat-35-200042>

Specificaties

Productnummer	200042
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	5,2 mm
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Model	NEO
Maat	Maat 3,5
Lengte Hartlijn	32 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	200042
Verpakkingseenheid	per stuk

Neonatale tracheacanule met universele swivelconnector met 15 mm-aansluiting. Zonder binnencanulesysteem, daardoor bijzonder groot binnenlumen

Indicatie:

Tracheotomie bij pasgeborenen.
geschikt voor bestraling/MRI