



Primed NEO Cuffless maat 4 - 200043

<https://mdsmedical.nl/primed-neo-cuffless-maat-4-200043>

Specificaties

Productnummer	200043
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	5,9 mm
Merk	Primed
Met Cuff	Nee
Model	NEO
Maat	Maat 4
Lengte Hartlijn	34 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	200043
Verpakkingseenheid	per stuk

Neonatale tracheacanule met universele swivelconnector met 15 mm-aansluiting. Zonder binnencanulesysteem, daardoor bijzonder groot binnenlumen

Indicatie:

Tracheotomie bij pasgeborenen.
geschikt voor bestraling/MRI