



Primed NEO Cuffless maat 4,5 - 200044

<https://mdsmedical.nl/primed-neo-cuffless-maat-45-200044>

Specificaties

| | |
|------------------------|--------------|
| Productnummer | 200044 |
| Categorie | Tracheotomie |
| Buitendiameter distaal | 6,5 mm |
| Merk | Primed |
| Met Cuff | Nee |
| Model | NEO |
| Maat | Maat 4,5 |
| Lengte Hartlijn | 36 mm |
| Canule Curve | 120 graden |
| Artikelnummer | 200044 |
| Verpakkingseenheid | per stuk |

Neonatale tracheacanule met universele swivelconnector met 15 mm-aansluiting. Zonder binnencanulesysteem, daardoor bijzonder groot binnenlumen

Indicatie:

Tracheotomie bij pasgeborenen.
geschikt voor bestraling/MRI