



## Primed PED Cuffless maat 5,5 - 200056

<https://mdsmedical.nl/primed-ped-cuffless-maat-55-200056>

### Specificaties

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Productnummer          | 200056       |
| Categorie              | Tracheotomie |
| Buitendiameter distaal | 7,7 mm       |
| Merk                   | Primed       |
| Met Cuff               | Nee          |
| Model                  | PED          |
| Maat                   | Maat 5,5     |
| Lengte Hartlijn        | 46 mm        |
| Canule Curve           | 120 graden   |
| Artikelnummer          | 200056       |
| Verpakkingseenheid     | per stuk     |