



**MDS Medical**  
Kieler Bocht 15B  
9723 JA, Groningen

E-MAIL [info@mdsmedical.nl](mailto:info@mdsmedical.nl)  
TEL 050 - 569 0038  
KVK 56850638

## Primed PED Cuff maat 4 - 200073

<https://mdsmedical.nl/primed-ped-cuff-maat-4-200073>

### Specificaties

Productnummer	200073
Categorie	Tracheotomie
Buitendiameter distaal	5,9 mm
Merk	Primed
Met Cuff	Ja
Model	PEDC
Maat	Maat 4
Lengte Hartlijn	41 mm
Canule Curve	120 graden
Artikelnummer	200073
Verpakkingseenheid	per stuk